



**TENSIOMETRO DIGITAL DE BRAZO**  
**CÓDIGO KI-511**



**Ficha técnica**

- \* Marca: KI
- \* Fabricado en la China.
- \* Procedencia EEUU
- \* Mide la presión sistólica, diastólica y el pulso
- \* La calificación AA de British Hypertension Society (BHS) garantiza una precisión inigualable
- La tecnología Smart Logic™ determina el nivel de inflación ideal
- Detector de latidos irregulares
- Inflado automático y control de deflación
- Recuerda las últimas 99 lecturas
- El manguito de barra en D de rango extendido autoajustable y sin látex se adapta a los brazos desde 8,7" a 16,5" (22 cm a 42 cm)
- Apagado automático
- 4 baterías "AA" incluidas
- Funda de almacenamiento Deluxe de 2 años.

**TENSIOMETRO DIGITAL BRAZO**

Ideal para toma de presión. Para uso domiciliario, profesional y hospitalario.