



Kalidad e Innovación



CONCENTRADOR DE OXÍGENO KI1900FAII

FICHA TÉCNICA

- FUENTE DE ALIMENTACIÓN: AC220V \pm 22V / 110V \pm 11V, 50HZ / 60HZ \pm 1HZ
POTENCIA DE ENTRADA: \leq 200VA.
- CONCENTRACIÓN DE OXÍGENO: 30% -90% (CUANDO EL FLUJO DE OXÍGENO ES 1L / MIN,
CONCENTRADOR DE OXÍGENO \geq 90%)
FLUJO DE OXÍGENO: 1L / MIN-5L / MIN
RUIDO: \leq 60DB (A).
- FUNCIÓN DE CONTROL REMOTO PARA OPERAR DE FORMA REMOTA.
- CARCASA DE PLÁSTICO COMPLETA, SEGURA Y CONFIABLE.
- FUNCIÓN DE TEMPORIZADOR ÚNICO PARA EL CONTROL EN TIEMPO REAL DE UN SOLO TIEMPO DE INHALACIÓN DE OXÍGENO.
- FUNCIÓN DE APAGADO PROGRAMADO PARA UN USO FÁCIL.

CONCENTRADOR DE OXÍGENO KI1900FAII

PRESENTACIÓN UNIDAD

MARCA K&i

MODELO KI1900FAII

PROCEDENCIA CHINA

HECHO EN CHINA

CERTIFICACIÓN CE ISO