



Knowledge and Innovation

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

## TERMÓMETRO DIGITAL AUDITIVO INFRAROJO

El termómetro infrarojo K&I tiene cuatro modos de lectura disponibles para: objeto/habitación, oído y frente y también cuenta con función de reloj.

**Rápido, preciso y fácil de usar:** la unidad cuenta con la tecnología para la medición de temperatura para obtener resultados clínicamente precisos con solo pulsar un botón.

**Memoria:** al encender la unidad, se podrá visualizar la última lectura.

**Pantalla LCD iluminada:** cuenta con iluminación de pantalla que cambia de color en caso de presentar fiebre.

**Código de colores:** 32.0°C – 37.4°C **VERDE**  
37.5°C – 37.9°C **NARANJA**  
38.0°C – 42.9°C **ROJO**

**Fuente de poder:** batería de litio CR2032 (incluida).



### PRESENTACIÓN



MARCA **K&I** EQUIPOS MÉDICOS

CÓDIGO KI-2216

PRESENTACIÓN 1 UNIDAD POR EMPAQUE

ORIGEN CHINA.

