



Sistema de gestión de Calidad

Código: D-18-05-39

Versión 00

Ficha Técnica

COLLAR CERVICAL



Descripción del producto

Proporciona control limitado del movimiento cervical y se recomienda donde sea que se lo requiera. La forma anatómicamente contorneada se adapta cómodamente a los contornos del mentón y la mandíbula. Especialmente conveniente para usar mientras duerme.

El acolchado suave de espuma plástica se ajusta estrechamente para un ajuste personalizado. El forro liviano de la media es transpirable y mantiene la zona del cuello fresca para una comodidad prolongada. Velcro en la parte posterior para un ajuste rápido y fácil.

Uso presuntivo e indicaciones

Dolor agudo en el cuello. Aumento de la movilidad de las vértebras cervicales. Condición después de la corrección del desplazamiento de las vértebras cervicales. Período de rehabilitación después de lesiones graves y operaciones en la columna cervical. Tensión prolongada en el cuello

Instrucciones de uso

Colocárselo alrededor del cuello, y ajústalo bien con el velcro posterior

Equipo médico CIA. LTDA.
Dir: Av. 12 de abril y Francisco Talbot. Telf. 4103859 / 4103842
Cuenca - Ecuador



Sistema de gestión de Calidad

Código: D-18-05-39

Versión 00

Ficha Técnica

Normas de calidad

- Fabricado bajo normas de calidad

Tipos

N/A

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

Nombre del producto	COLLAR CERVICAL
Tipo	No Estéril.
Material	Poliuretano de baja densidad y tela
Diseño y características	Diseño funcionalidad, ligero y seguro, forma anatómica, bordes redondeados son los atributos que mejor define. Tiene un diseño ergonómico.
Almacenamiento	Mantendrá sus propiedades si se almacena en un lugar seco a temperatura no superior a 30 °C
Duración	10 años desde la fecha de fabricación


Equipo médico CIA. LTDA.

Dir: Av. 12 de abril y Francisco Talbot. Telf. 4103859 / 4103842

Cuenca - Ecuador

	Sistema de gestión de Calidad	Código: D-18-05-39
	Versión 00	Ficha Técnica

Etiquetado



Número de Versión modificada	Fecha	Descripción del Cambio
00	16-04-2018	Versión original

BQF. Jahanina Campoverde B., Msc
Técnico Responsable del producto en Ecuador
Registro MSP Ecuador: 7-156-466

Equipo médico CIA. LTDA.
Dir: Av. 12 de abril y Francisco Talbot. Telf. 4103859 / 4103842
Cuenca - Ecuador