



**COLLARÍN CERVICAL RÍGIDO**

**KI-CV-IA**

#### **Ficha técnica**

- \* **Marca K&I**
- \* **Fabricado en la China.**
- \* **Material hipo alergénico.**
- \* **Transparente a rayos X.**
- \* **Dimensiones: 57 x 18 x 5cm.**
- \* **Garantía de 1 año.**

#### **PRODUCTO K&I**

Collarín cervical rígido regulable, con amplia abertura traqueal que permite un fácil acceso a pulso carotideo, y fácil acceso a técnicas avanzadas de vía aérea. Abertura trasera que permite la palpación de la zona cervical.