




Sistema de gestión de Calidad

Código: D-18-05-43

Versión 00

Ficha Técnica

INMOVILIZADOR DE CABEZA



Descripción del producto

Equipo de rescate para adultos. Puede ser utilizado con la camilla tipo cuchara y tabla de rescate. Su diseño ofrece soporte a la región del cuello y cabeza. Fabricado en espuma de alta densidad y forrado con material plástico impermeable fácil de lavar e higienizar, resulta muy eficaz por su solidez y agarre gracias al sistema de sujeción con velcro fácilmente ajustable a las necesidades que se presenten.

Uso presuntivo e indicaciones

Impide cualquier movimiento de la cabeza del herido durante el transporte. Este inmovilizador universal de cabeza se adapta perfectamente a las tablas espinales y a las camillas de cuchara.

Instrucciones de uso

Es empleado en el área de emergencias médicas en personas con lesiones traumáticas por accidentes.

Equipo médico CIA. LTDA.
Dir: Av. 12 de abril y Francisco Talbot. Telf. 4103859 / 4103842
Cuenca - Ecuador



Sistema de gestión de Calidad

Código: D-18-05-43

Versión 00

Ficha Técnica

Normas de calidad

- Fabricado bajo normas de calidad


Tipos

N/A

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

Nombre del producto	INMOVILIZADOR DE CABEZA
Tipo	No Estéril.
Material	Espuma de alta densidad
Diseño y características	Diseño funcionalidad, ligero y seguro, forma anatómica, son los atributos que mejor define. Tiene un diseño ergonómico.
Almacenamiento	Mantendrá sus propiedades si se almacena en un lugar seco a temperatura no superior a 30 °C
Duración	10 años desde la fecha de fabricación


Equipo médico CIA. LTDA.
Dir: Av. 12 de abril y Francisco Talbot. Telf. 4103859 / 4103842
Cuenca - Ecuador

	Sistema de gestión de Calidad	Código: D-18-05-43
	Versión 00	Ficha Técnica

Etiquetado



Número de Versión modificada	Fecha	Descripción del Cambio
00	16-04-2018	Versión original



BQF. Jahanina Campoverde B., Msc
Técnico Responsable del producto en Ecuador
Registro MSP Ecuador: 7-156-466

Equipo médico CIA. LTDA.
Dir: Av. 12 de abril y Francisco Talbot. Telf. 4103859 / 4103842
Cuenca - Ecuador