




**KIT DE OXIGENO
CÓDIGO CYL E-T**



Ficha técnica

- * Marca CATALINA
- * Fabricado en U.S.A
- * Cilindro de oxígeno tipo E de 685 lt.
- * Estructura del cilindro: Aluminio 6061 T6.
- * Ligero y resistente a la corrosión.
- * Válvula: PIN
- * Autonomía: Promedio 2.3 lt x min 5-6 hrs
- * Máxima presión interna: 139 BAR.
- * Accesorios: Flujómetro, coche transportador, y humidificador.
- * Garantía 1 año.

KIT DE OXÍGENO MEDICINAL TIPO E

Construido en aleación de aluminio resistente a la presión, apto para personas dependientes de O₂.
Ambulancias, servicios de emergencia, centros clínicos, brigadas de rescate, entre otros.