


K&I
equipo médico cia. Ltda



COJIN DE GEL K&I
CÓDIGO KI14888



Ficha técnica

- * Marca K&I
- * Fabricado en China.
- * Estructura: 1 capa de gel y 2 de esponja.
- * Forro de vinil y expandex lavable
- * Dimensiones: 45cmx40cmx6cm
- * Capacidad de peso: 250lb.
- * Libre de látex.
- * Garantía limitada de 1 año por defectos de fabricación.
- * Incluye cinturón de seguridad

Cojín de gel K&I

Cojín anti escaras de gel, ayuda a evitar escaras y brinda el máximo confort. Puede ser usado en cualquier silla de ruedas, silla norma, asientos de vehículos, etc.