



Sistema de gestión de Calidad

Código: D-18-04-30

Versión 00

Ficha Técnica

BALANZA CON TALLIMETRO



Descripción del producto

Apropiada para su uso en hospitales, clínicas, consultorios y/o gimnasios, Incorpora un tallimetro de tipo varilla retráctil, fabricado en aluminio que puede medir alturas desde 60 cm hasta 210 cm.

Tanto el cuerpo como la plataforma están fabricados en acero de construcción pintado con pintura electrostática que asegura una mayor durabilidad y resistencia a la corrosión.

Como base tiene una balanza incorporada, la cual tiene una fácil lectura.

Uso presuntivo e indicaciones

Uso en hospitales, clínicas, consultorios y/o gimnasios, para medir el alto y pesar pacientes o usuarios.

Instrucciones de uso

- Programar la balanza en cero
- Subir en la balanza
- Dejar que el indicador se detenga por completo.
- Colocar el indicador del tallimetro en la parte superior de la cabeza.
- Bajar del tallimetro y ver el resultado

Normas de calidad

- Fabricado bajo normas de calidad

Tipos

N/A

Equipo médico CIA. LTDA.

Dir: Av. 12 de abril y Francisco Talbot. Telf. 4103859 / 4103842

Cuenca - Ecuador



Sistema de gestión de Calidad

Código: D-18-04-30


Versión 00

Ficha Técnica

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

Nombre del producto	TALLIMETRO
Tipo	No Estéril.
Material	Acero pintado
Diseño y características	Diseño moderno y elegante, funcionalidad y seguridad son los atributos que mejor definen este equipo. Tiene un diseño ergonómico.
Almacenamiento	Mantendrá sus propiedades si se almacena en un lugar seco a temperatura no superior a 30 °C
Duración	10 años desde la fecha de fabricación


Equipo médico CIA. LTDA.
Dir: Av. 12 de abril y Francisco Talbot. Telf. 4103859 / 4103842
Cuenca - Ecuador

	Sistema de gestión de Calidad	Código: D-18-04-30
	Versión 00	Ficha Técnica

Etiquetado



Número de Versión modificada	Fecha	Descripción del Cambio
00	16-04-2018	Versión original



BQF. Jahanina Campoverde B., Msc
Técnico Responsable del producto en Ecuador

Registro MSP Ecuador: 7-156-466

Equipo médico CIA. LTDA.
Dir: Av. 12 de abril y Francisco Talbot. Telf. 4103859 / 4103842
Cuenca - Ecuador