




**BALANZA MECÁNICA K&I**  
**CÓDIGO KI1699**



### Ficha técnica

- \* Marca K&I
- \* Fabricado en la China.
- \* Estructura: acero inoxidable.
- \* Esfera de gran diámetro que brinda mayor facilidad de lectura.
- \* Capacidad Peso: 160kg/350lb.
- \* División báscula: 1kg/2lb.
- \* División escala: 100g
- \* Dimensiones balanza: 47x33x12cm.
- \* Área plataforma: 47x12cm.
- \* Plataforma amplia y con goma antideslizante.

### BALANZA MECANICA K&I

Balanza analógica para uso médico, hospitalario, deportistas, y uso personal.