



Sistema de gestión de Calidad

Código: D-18-04-30

Versión 00

Ficha Técnica

BALANZA PEDIATRICA



Descripción del producto

Permite medir y determinar el peso corporal de lactantes, infantes y niños que desee o necesite controlar su peso o dieta.

El uso regular de la balanza pesa personas permite controlar el peso y, en caso de sobrepeso o delgadez, tomar las medidas oportunas.

Uso presuntivo e indicaciones

Determinar el peso corporal de cualquier de lactantes, infantes y niños para controlar su peso o dieta.

Instrucciones de uso

- Programar la balanza en cero
- Subir en la balanza
- Dejar que el indicador se detenga por completo.
- Asegurarse que al bajar de la balanza el indicador vuelva a cero.

Equipo médico CIA. LTDA.

Dir: Av. 12 de abril y Francisco Talbot. Telf. 4103859 / 4103842

Cuenca - Ecuador



Sistema de gestión de Calidad

Código: D-18-04-30

Versión 00

Ficha Técnica

Normas de calidad

- Fabricado bajo normas de Calidad

Tipos

N/A


ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

| | |
|--------------------------|--|
| Nombre del producto | Balanza pediátrica |
| Tipo | NO Estéril. |
| Material | Cromadas, plásticas, de metal |
| Diseño y características | Diseño moderno y elegante, funcionalidad y seguridad son los atributos que mejor definen este equipo. Tiene un diseño ergonómico. |
| Almacenamiento | Mantendrá sus propiedades si se almacena en un lugar seco a temperatura no superior a 30 °C |
| Duración | 10 años desde la fecha de fabricación |

Equipo médico CIA. LTDA.

Dir: Av. 12 de abril y Francisco Talbot. Telf. 4103859 / 4103842


Cuenca - Ecuador

| | | |
|---|-------------------------------|--------------------|
|  | Sistema de gestión de Calidad | Código: D-18-04-30 |
| | Versión 00 | Ficha Técnica |

Etiquetado



| Número de Versión modificada | Fecha | Descripción del Cambio |
|------------------------------|------------|------------------------|
| 00 | 14-12-2018 | Versión original |


BQF. Jahanina Campoverde B., Msc
Técnico Responsable del producto en Ecuador
Registro MSP Ecuador: 7-156-466

Equipo médico CIA. LTDA.
Dir: Av. 12 de abril y Francisco Talbot. Telf. 4103859 / 4103842
Cuenca - Ecuador