



SILLA DE RUEDAS 18" PIES DESMONTABLES KILR8300KD

Ficha técnica

- * Marca K&I
- * Fabricado en china.
- * Fabricado en acero.
- * Plegable de fácil transportación.
- * Doble cruceta de refuerzo para soportar el peso.
- * Frenos de acero.
- * Tapizado en nylon transpirable y lavable.
- * Apoya brazos desmontables, tipo escritorio.
- * Reposapiés extraíbles, con plataformas de aluminio.
- * Ruedas delanteras 20cm.
- * Ruedas traseras 60cm.
- * peso máximo soportado 180kg.
- * Ancho del asiento 56cm.
- * Profundidad del asiento 45cm.
- * Altura del respaldo 45cm.
- * Garantía de 1 año.

**SILLA DE RUEDAS 18" PIES
DESMONTABLES K&I**

Diseñada para responder a las necesidades de las personas obesas, garantizando así una experiencia de movilidad lo más segura posible.