



Sistema de gestión de Calidad

Código: D-18-05-43

Versión 00

Ficha Técnica

## URINAL PLASTICO



### Descripción del producto

Orinal masculino reutilizable, translúcido, con tapa. Urinal ideal para persona en cama. Cuenta con marcación gradual para medir la producción.

- Evita derrames.
- Ayuda a limitar los olores.
- Empuñadura robusta para un fácil manejo y se puede utilizar en varias posiciones por el paciente.


### Uso presuntivo e indicaciones

El urinario masculino se usa en pacientes hospitalizados, se beneficia de un diseño anatómico para usar de pie, sentado y acostado. Portátil con asa de transporte para mayor simplicidad y facilidad de uso.

### Instrucciones de uso

Uso para pacientes en cama, este producto es de uso en hospitales

**Equipo médico CIA. LTDA.**  
**Dir: Av. 12 de abril y Francisco Talbot. Telf. 4103859 / 4103842**  
**Cuenca - Ecuador**

	Sistema de gestión de Calidad	Código: D-18-05-43
	Versión 00	Ficha Técnica

#### Normas de calidad

- Fabricado bajo normas de calidad


#### Tipos

N/A

#### ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

Nombre del producto	URINAL PLASTICO
Tipo	No Estéril.
Material	Plastico
Diseño y características	Diseño funcionalidad, ligero y seguro, forma anatómica, son los atributos que mejor define. Tiene un diseño ergonómico.
Almacenamiento	Mantendrá sus propiedades si se almacena en un lugar seco a temperatura no superior a 30 °C
Duración	10 años desde la fecha de fabricación


**Equipo médico CIA. LTDA.**  
**Dir: Av. 12 de abril y Francisco Talbot. Telf. 4103859 / 4103842**  
**Cuenca - Ecuador**

	Sistema de gestión de Calidad	Código: D-18-05-43
	Versión 00	Ficha Técnica

**Etiquetado**



Número de Versión modificada	Fecha	Descripción del Cambio
00	16-04-2018	Versión original



**BQF. Jahanina Campoverde B., Msc**

**Técnico Responsable del producto en Ecuador**

**Registro MSP Ecuador: 7-156-466**

**Equipo médico CIA. LTDA.**  
**Dir: Av. 12 de abril y Francisco Talbot. Telf. 4103859 / 4103842**  
**Cuenca - Ecuador**