




OXIMETRO PROFESIONAL K&I
CÓDIGO KI3200



Ficha técnica

- * Marca K&I
- * Fabricado en la China.
- * Pantalla OLED doble color y alta resolución.
- * Indicador de porcentaje de oxígeno SpO2
- * Indicador frecuencia de pulso PR.
- * Indicador PLETH bar, forma de honda.
- * Indicador Índice de perfusión, fuerza del latido.
- * Multidireccional (cuatro) modos de visualización, facilita la lectura.
- * Apagado automático con indicador de baterías bajas.
- * Funcionamiento normal de la batería es aproximada a treinta horas.
- * Soporta 2 pilas AAA alcalinas. (1.5v)
- * Tamaño: longitud 60mm, anchura 30mm, altura 35mm.
- * Peso: 60g (incluido baterías)
- * SpO2: rango 70% - 99%
- * Resolución: 1%
- * Pulso: Rango: 30 – 235ppm.
- * Resolución: 1 bpm
- * incluye: cordón para colgar, bolso para guardar, dos baterías (AAA)
- * Garantía: 2 años

**OXIMETRO DE PULSO
PROFESIONAL**

Unidad de peso ligero y resistente, se acomoda a una amplia gama de tamaño de los dedos de pediátrico a adulto. CE0123