	Sistema de gestión de Calidad	Código: D-18-05-40
	Versión 00	Ficha Técnica

BIDET DE ACERO INOXIDABLE



Descripción del producto

Fabricado en su totalidad en acero inoxidable, para uso en clínicas, hospitales y también para uso doméstico en caso de necesitar.

Medidas aproximadas: 36 cm. de ancho, 29 cm. de ancho (parte más amplia) y 7 cm. de alto (parte más amplia).

Resistente a los golpes y al desgaste práctico y cómodo de usar, rápido y fácil limpieza con una higiene máxima garantizada del acero

Uso presuntivo e indicaciones

La cuña de Bidet es de uso general en instalaciones médicas para los pacientes en cama que no pueden ir por si solos al inodoro. Este producto se fabrica en acero inoxidable, artículo y peso ligero. Es de fácil limpieza y muy cómodo

Instrucciones de uso

Colocar por debajo de la cadera del paciente, con la punta hacia adelante.


Normas de calidad

- Fabricado bajo normas de calidad

Tipos

N/A

Equipo médico CIA. LTDA.
Dir: Av. 12 de abril y Francisco Talbot. Telf. 4103859 / 4103842
Cuenca - Ecuador

	Sistema de gestión de Calidad	Código: D-18-05-40
	Versión 00	Ficha Técnica

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

Nombre del producto	BIDET DE ACERO INOXIDABLE
Tipo	No Estéril.
Material	ACERO INOXIDABLE
Diseño y características	Diseño funcionalidad, ligero y seguro, forma anatómica, bordes redondeados son los atributos que mejor define. Tiene un diseño ergonómico.
Almacenamiento	Mantendrá sus propiedades si se almacena en un lugar fresco y seco.
Duración	10 años desde la fecha de fabricación

Etiquetado



Equipo médico CIA. LTDA.
Dir: Av. 12 de abril y Francisco Talbot. Telf. 4103859 / 4103842
Cuenca - Ecuador



Sistema de gestión de Calidad

Código: D-18-05-40

Versión 00

Ficha Técnica

Número de Versión modificada	Fecha	Descripción del Cambio
00	16-04-2018	Versión original

BQF. Jahanina Campoverde B., Msc
Técnico Responsable del producto en Ecuador

Registro MSP Ecuador: 7-156-466

Equipo médico CIA. LTDA.
Dir: Av. 12 de abril y Francisco Talbot. Telf. 4103859 / 4103842
Cuenca - Ecuador