



equipo médico cia. Itda



**CAMILLA DE EMERGENCIA
CÓDIGO KI6001**



Ficha técnica

- * Marca K&I
- * Fabricado en la China.
- * Estructura: polietileno de alta densidad.
- * Translucida a los Rayos-X
- * Compatible con la mayoría de inmovilizadores de cabeza.
- * Arnés de sujeción.
- * Asas ergonómicas, facilita la labor del rescatista.
- * Inmune a todos los fluidos corporales, fácil de descontaminar.
- * Soporta hasta 142 kg de peso.
- * Flotante, puede mantener un paciente en el agua.
- * Medidas: 185 x 45 x 4.5.
- * Resistente a fuertes impactos.
- * Garantía de 1 año.

Camilla de Emergencia K&I

Diseñada para el transporte e inmovilización en situaciones de evacuación, primeros auxilios y rescate.