



INODORO PORTÁTIL CON RUEDAS

KI7001W

Ficha técnica

- * Marca K&I
- * Fabricado en la China.
- * Fabricado en aluminio.
- * Ancho 48cm
- * Altura regulable 48 a 58 cm
- * capacidad 100kg
- * Receptáculo removible 2 litros de capacidad.
- * Asiento y tapa plástico.
- * Respaldo de acero cromado.
- * 4 Ruedas de goma (posteriores con freno)
- * Garantía de 1 año.

INODORO PORTATIL CON RUEDAS K&I

El inodoro portátil con ruedas otorga funciones útiles para personas con cirugías de cadera o movilidad reducida. Puede ser utilizado como baño, también se puede utilizar como elevador de baño gracias a su altura regulable, también como asiento para transferir al paciente al baño. Fácil de transportar, ya que se pliega para ser guardado.