



equipo médico cia. Itda



MULETA AXILAR
CÓDIGO KI86011 TALLA MEDIANA

Ficha Técnica

- * Marca K&I
- * Fabricado en la China.

MATERIAL

- * Estructura: Aluminio anodizado natural.
- * Apoyo: Axilar
- * Acabado: Suave al contacto.
- * Carga mínima a soportar: 95kg
- * Contera: Caucho antideslizante.
- * Apoya manos: Caucho

MEDIDAS

- * Alto: De 112 a 134 cm.
- * Regulaciones: Nueve (9)
- * Espacio entre regulación 3cm.
- * Diámetro de tubo: 7/8"
- * Diámetro de la contera: 3cm
- * Alto de contera: 3cm

OTRAS ESPECIFICACIONES

- * Garantía técnica del fabricante: 2 años.
- * Certificación: FDA CE

MULETA AXILAR K&I

Fabricada en aluminio de excelente calidad, posee un amplio rango de graduación de altura. Su empuñadura es graduable (de acuerdo al largo del brazo), disponible en tallas grande, mediana, pequeña.