




MULET CANADIENSE
CÓDIGO KI86030



Ficha técnica

- * Marca K&I
- * Fabricado en la China.
- * Fabricado en aluminio anodizado.
- * Altura regulable en incrementos de 2.54cm.
- * Agarre de goma antideslizante.
- * Regatón de goma antideslizante.
- * 10 niveles de regulación.
- * Garantía 2 años.

MULETA CANADIENSE K&I

Capacidad 300 lbs. Puños para los brazos con diseño ergonómico revestidos de vinilo. Las secciones de la pierna y el antebrazo se ajustan de manera independiente para un tamaño óptimo.