



Sistema de gestión de Calidad

Código: D-18-05-47

Versión 00

Ficha Técnica

## MESA DE ALIMENTACION



### Descripción del producto

Se arma fácilmente. Superficie laminada. La superficie puede inclinarse 33° en cualquier dirección. La superficie puede levantarse o bajarse. Las ruedas giratorias hacen que sea fácil de maniobrar. La base de acero cromado en 'H' brinda seguridad y estabilidad. La superficie de la mesa se bloquea firmemente cuando se libera el mango de ajuste de la altura. La superficie de la mesa puede elevarse con la más ligera presión hacia arriba.

Estructura de acero cromado, la mesa puede ajustarse, de 73 cm a 120 cm. La tabla mide 76.5 cm x 38 cm, 4 ruedas giratorias para su fácil desplazamiento y con freno en dos de ellas.

### Uso presuntivo e indicaciones

Ayuda a la alimentación de pacientes hospitalizados

### Instrucciones de uso

N/A

### Normas de calidad

- Fabricado bajo normas de calidad

**Equipo médico CIA. LTDA.**  
**Dir: Av. 12 de abril y Francisco Talbot. Telf. 4103859 / 4103842**  
**Cuenca - Ecuador**



Sistema de gestión de Calidad

Código: D-18-05-47

Versión 00

Ficha Técnica

Tipos

N/A

### ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

Nombre del producto	MESA DE ALIMENTACION
Tipo	No Estéril.
Material	
Diseño y características	Diseño funcionalidad, ligero y seguro, son los atributos que mejor define.
Almacenamiento	Mantendrá sus propiedades si se almacena en un lugar seco a temperatura no superior a 30 °C
Duración	10 años desde la fecha de fabricación

**Equipo médico CIA. LTDA.**  
**Dir: Av. 12 de abril y Francisco Talbot. Telf. 4103859 / 4103842**  
**Cuenca - Ecuador**

	Sistema de gestión de Calidad	Código: D-18-05-47
	Versión 00	Ficha Técnica

Etiquetado



Número de Versión modificada	Fecha	Descripción del Cambio
00	16-04-2018	Versión original



**BQF. Jhanina Campoverde B., Msc**  
**Técnico Responsable del producto en Ecuador**

Registro MSP Ecuador: 7-156-466

**Equipo médico CIA. LTDA.**  
**Dir: Av. 12 de abril y Francisco Talbot. Telf. 4103859 / 4103842**  
**Cuenca - Ecuador**