



ANDADOR CON RUEDAS (KI91000BW5E)

Ficha técnica

- Poliuretano o goma espuma, vinilo contorneada empuñadura.
- Plegable y articulado de aluminio anodizado, mecanismo de botón fácil pueden ser operados por los dedos, las palmas o lateral de la mano.
- Doble parante anterior. Parante superior y anterior posee traba, botón único.
- Con traba para abrir o cerrar el andador.
- Altura: mínimo 78 cm. y máximo 96 cm. Ancho: en el rango 50 cm. Cada lado funciona de manera independiente para facilitar el movimiento a través de espacios estrechos y una mayor estabilidad al estar de pie.
- Ocho niveles de regulación
- Ruedas intercambiables por conteras o regatones de goma.

ANDADOR CON RUEDAS

Resumen del producto: Unidad de asistencia motriz al paciente, brindando seguridad y estabilidad necesaria en la movilización de las piernas.

- No requiere herramientas para cambio regatones o conteras es bajo presión.
- Garantía dos años por daños de fabricación

*Certificado FDA

*ISSO 9001

*Certificado de Exclusividad Ecuador

MARCA K&I

PROCEDENCIA ESTADOS UNIDOS

MADE IN CHINA