



## ANDADOR CON CUATRO RUEDAS ASIENTO

### Ficha técnica

- \* Fabricado en la China.
- \* Estructura: acero
- \* Garantía limitada de 2 años por defectos de fabricación.
- \* Certificado de Exclusividad Ecuador

MARCA K&I

PROCEDENCIA ESTADOS UNIDOS

MADE IN CHINA

### ANDADOR CON CUATRO RUEDAS ASIENTO

*Resumen del producto: Viene con un nuevo asiento acolchado sin costura Bolsa con cremallera debajo del asiento para mayor privacidad y seguridad de los artículos personales El respaldo extraíble, con bisagras y acolchado se puede plegar hacia arriba o hacia abajo. Las ruedas antiadherentes de 6 "con neumáticos de agarre suave son ideales para uso en interiores y exteriores Cerraduras de lujo de bucle fáciles de usar. Los frenos con bordes dentados proporcionan una sujeción firme Certificación: FDA, CE, ISO9001*