



COLCHON ANTIESCARAS K&I
CÓDIGO KIAQ3000

Ficha técnica

- * Marca K&I
- * Fabricado en la China.
- * Estructura bomba: Plástico.
- * Energía de alimentación: 120 VAC 60Hz.
- * Bomba de ciclo regulable (infla y desinfla)
- * Bomba con salida de aire >4 litros/minuto
- * Flujo de aire regulable (10 niveles)
- * Colchoneta de estilo burbuja.
- * Material colchoneta: PVC
- * Dimensiones de colchoneta (INFLADO)
 - Largo: 200cm
 - Ancho: 90cm
 - Espesor: 7cm
- * Capacidad de peso: 298 lbs.
- * Peso de la bomba 3 lbs.
- * Peso de la colchoneta 5 lbs.
- * Libre de látex.
- * Garantía limitada de 2 años por defectos de fabricación. (Bomba)
- * Accesorios: 1 manguera doble de silicona, 10 filtros, 2 parches (incluye pegante).

Colchón antiescaras K&I

Diseñado para aquellos pacientes que permanecen largo tiempo en cama, provocando dolor y daños en el tejido corporal. Cuenta con una bomba de aire que varía la presión del colchón automáticamente para masajear el cuerpo, estimulando la circulación y previniendo las escaras.

CERTIFICACIONES

FDA CE ISO 9001