



**DOPPLER FETAL PORTATIL RECARGABLE
CÓDIGO KIFHK01**



Ficha técnica

- * Marca K&I
- * Fabricado en la China.
- * Pantalla OLED
- * Frecuencia de ultrasonido 2.5+-0.25 Mhz
- * Potencia de salida de ultrasonido 10 mW/cm
- * DC fuente de alimentación 9.6 v batería recargable.
- * Doppler de onda continua.
- * Audio potencia de salida <0.5W
- * Batería recargable 9.6 V
- * Sensibilidad 12 semanas de gestación.
- * Garantía de 1 año.

**Doppler fetal portátil
recargable K&I**

Detector de frecuencia cardiaca fetal.