



**SILLA DE RUEDAS 18" ESTANDAR FIJA**  
**CÓDIGO KILR8300MKD**

**Ficha técnica**

- \* Marca K&I
- \* Fabricado en la China.
- \* Estructura: acero, con pintura electro estática.
- \* Ancho del asiento: 45 cm.
- \* Profundidad del asiento: De 40 cm.
- \* Altura del asiento al piso: 50 cm.
- \* Material: asiento y espaldar: Nylon
- \* Estilo del espaldar: Fijo.
- \* Altura del espaldar: 42 cm.
- \* Apoya brazos fijos.
- \* Freno de seguridad: Ergonómico.
- \* Ruedas delantera: Maciza de 8"
- \* Ruedas trasera: Rin de radio con rueda maciza de 22"
- \* Peso del producto: 37 lbs.
- \* Capacidad de soporte: 250 lbs.
- \* Garantía limitada de 1 año por defectos de fabricación.
- \* Accesorios: Faja para soporte de pantorrillas y llave para ajustar.
- \* GARANTIA 1 Año

**SILLA DE RUEDAS ESTANDAR**

Silla de ruedas económica de calidad y durable, agarraderas y pieceras armables.

Certificación: FDA, CE, ISO9001