




**SILLA DE RUEDAS 18" PIES DESMONTABLES  
KILR8400ERL**



**Ficha técnica**

- \* Marca K&I
- \* País de procedencia China.
- \* Fabricado en acero.
- \* Plegable de fácil transportación.
- \* Doble cruceta de refuerzo para soportar el peso.
- \* Frenos de acero.
- \* Tapizado en nylon transpirable y lavable.
- \* Apoya brazos fijos.
- \* Reposapiés extraíbles, y elevables.
- \* Ruedas delanteras 20cm.
- \* Ruedas traseras 60cm.
- \* peso máximo soportado 180kg.
- \* Ancho del asiento 56cm.
- \* Profundidad del asiento 45cm.
- \* Altura del respaldo 45cm.
- \* Garantía de 2 años.

**SILLA DE RUEDAS 18" PIES  
ELEVABLES K&I**

Diseñada para responder a las necesidades de las personas, garantizando así una experiencia de movilidad lo más segura posible.