




**SILLA DE RUEDAS 18" SILVER SPORT II PIES
DESMONTABLES CODIGO: KISSP218DDA-SF**



Ficha técnica

- * Marca K&I
- * Fabricado en china.
- * Fabricado en acero.
- * Plegable de fácil transportación.
- * Frenos de acero.
- * Tapizado en lona.
- * Apoya brazos abatibles, tipo escritorio, facilitan traspaso.
- * Reposapies extraíbles.
- * Altura del respaldo 41cm.
- * Ancho: 46cm.
- * Peso: 22Kg.
- * Ruedas delanteras 20cm.
- * Ruedas traseras 60cm.
- * Ruedas tipo MAG con aro propulsor.
- * Peso máximo soportado 180kg.
- * Garantía de 1 año.

**SILLA DE RUEDAS 18"
SILVER SPORT II PIES
DESMONTABLES K&I**

Diseñada para responder a las necesidades de las personas obesas, garantizando así una experiencia de movilidad lo más segura posible.