



**NEGATOSCOPIO UN CUERPO
CÓDIGO KIXR1**

Ficha técnica

- * Marca K&I
- * Fabricado en la China.
- * Fabricado en aluminio.
- * Pantalla de metacrilato.
- * Interruptor de corriente.
- * Tecnología de Tubo fluorescente.
- * Sistema de sujeción firme y segura.
- * Facilidad de acceso a la parte interna para el mantenimiento.
- * Voltaje: 110v
- * Consumo < 50 W
- * Medidas externas:
 - Alto: 50cm
 - Ancho: 44cm
 - Fondo: 10cm
- * Medidas de la pantalla: 35cmx42cm.
- * Garantía de 1 año.

**NEGATOSCOPIO UN
CUERPO K&I**

Para la correcta observación de
imagenología y Rayos X.