



NEGATOSCOPIO 2 CUERPOS
CODIGO:KIXR2

Ficha técnica

- * Marca K&I
- * Fabricado en la China.
- * Fabricado en aluminio.
- * Pantalla de metacrilato.
- * Interruptor de corriente.
- * Tecnología de iluminación led.
- * Sistema de sujeción firme y segura.
- * Facilidad de acceso a la parte interna para el mantenimiento.
- * Voltaje: 110v
- * Bajo consumo de energía.
- * Medidas externas:
 - Alto: 80cm
 - Ancho: 44cm
 - Fondo: 10cm
- * Garantía de 1 año.

NEGATOSCOPIO 2 CUERPOS
K&I

Para la correcta observación de imagenología y Rayos X.